



Varenummer 292828

Kanyle, Sterican, gul, 20G, x2 3/4 - 0,9 x 70mm, langt slib, steril



Produktbeskrivelse

Konventionelle hypodermiske nåle med Luer Lock Connector, Glat overflade på grund af fint doseret silikonebelægning. Affasningslængde efter indikation.

Farvekodet for lettere identifikation af den ydre nålediameter.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyle
Varemærke	Sterican
Farve	Gul
Features	X2 3/4 - 0,9 x 70mm, langt slib, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanyler	20G
Materiale	PP, rustfrit stål
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Produkt- eller teststandarder	ISO 7864, DIN 13097
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1000 stk	54.2 cm	16.7 cm	14.4 cm	4022495052629
pk	100 stk	10.5 cm	7.5 cm	13.4 cm	4022495052612
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt