



Varenummer 292848

Sprøjte, Omnifix Solo, 5 ml, transparent, luer, excentrisk, 3 komponent, steril

- ✓ Transparent
- ✓ Med let-læselig sort markering



Produktbeskrivelse

Engangs sprøjte til skylning, optræk, injektion og blodprøvetagning. Transparent med let-læselig sort markering



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	Omnifix
Vareserie	Solo
Sekundær farve	Transparent
Features	Luer, excentrisk, 3 komponent, steril
Materiale	PP
Rumindhold, brutto	5 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2000 stk	59.5 cm	39.8 cm	44 cm	4022495251183
pk	100 stk	37.5 cm	11.5 cm	10.5 cm	4022495251176
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke
latex.