



Varenummer 292850

Sprøjte, Omnifix Solo, 20 ml, transparent, luer, excentrisk, 3 komponent, steril

- ✓ Transparent
- ✓ Med let-læselig sort markering



Produktbeskrivelse

Engangs sprøjte til skylning, optræk, injektion og blodprøvetagning. Transparent med let-læselig sort markering



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	Omnifix
Vareserie	Solo
Sekundær farve	Transparent
Features	Luer, excentrisk, 3 komponent, steril
Materiale	PP
Rumindhold, brutto	20 ml
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	800 stk	59.5 cm	39.5 cm	44.5 cm	
pk	100 stk	42.8 cm	14.5 cm	19 cm	4022495251084
stk	1 stk				4022495251077



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt