



Varenummer 292851

Forlængerslange, B.Braun, 30cm, 0,9x1,9 mm, luer lock, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes som forlængerslange til infusionsbehandling.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Forlængerslange
Varemærke	B.Braun
Features	0,9x1,9 mm, luer lock, steril
Længde/dybde	30 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	14.3 cm	9 cm	13.4 cm	04022495023063



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE