



Varenummer 292857

**Sprøjte, Omnifix Solo, 3 ml, transparent, luer lock, centreret, 3 komponent, steril, engangs**



### Produktbeskrivelse

Engangs sprøjte til skylning, optræk, injektion og blodprøvetagning. Transparent med let-læselig sort markering



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	Omnifix
Vareserie	Solo
Sekundær farve	Transparent
Features	Luer lock, centreret, 3 komponent, steril, engangs
Materiale	PP
Rumindhold, brutto	3 ml
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning


Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	38 cm	11.5 cm	7 cm	4046963425623
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

 Produktet indeholder ikke latex.

Produktet er sterilt  
