



Varenummer 292860

**Sprøjte, Omnifix Solo, 20 ml,
transparent, luer lock, centreret, 3
komponent, steril**



Produktbeskrivelse

Engangs sprøjte til skylning, optræk, injektion og blodprøvetagning. Transparent med let-læselig sort markering



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	Omnifix
Vareserie	Solo
Sekundær farve	Transparent
Features	Luer lock, centreret, 3 komponent, steril
Materiale	PP
Rumindhold, brutto	20 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	43 cm	14.5 cm	19 cm	
stk	1 stk				4022495251275



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke
latex.