



Varenummer 292875

## Engangskateter, Actreen Mini Set, nelaton, CH 14, 13cm, 700 ml, coated, female steril

✓ der medfølger et etui til opbevaring af fx 2-4 katetre, så de kan tages med ud af huset.



### Produktbeskrivelse

Et engangskateter med en hydrofil coating, der gør katetret klar til brug samt sikrer, at det er glat og nemt at indføre. Findes i to varianter - med eller uden urinopsamlingspose. Er specielt designet til kvinder. Let, diskret og brugervenlig emballage, og der medfølger et etui til opbevaring af fx 2-4 katetre, så de kan tages med ud af huset.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Engangskateter                                                                   |
| Varemærke                        | Actreen                                                                          |
| Vareserie                        | Mini Set                                                                         |
| Spidstype                        | Nelaton                                                                          |
| Størrelse                        | CH 14                                                                            |
| Farve                            | Grøn                                                                             |
| Features                         | Coated, female steril                                                            |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | TPO                                                                              |
| Længde/dybde                     | 13 cm                                                                            |
| Effektiv længde                  | 9 cm                                                                             |
| Rumindhold, brutto               | 700 ml                                                                           |
| Steriliseringstype               | R                                                                                |
| Certifikater                     | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse Is                                                                        |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Brugsanvisning

Anvendes til engangskaterisation af kvinder. Ligger klar til brug i en hydrofil glycerin opløsning.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| pk    | 30 stk     | 18.8 cm | 13.5 cm | 13.6 cm | 4046964287992 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |               |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.