

preOp

Klar, kulhydratdrik til præoperativ behandling af kirurgiske patienter. Fedtfri. Glutenfri. Laktosefri.

preOp anvendes præoperativt i fasteperioden indtil 2 timer før anæstesi. **preOp** er klar til brug.



Vareinformation

	Nutricia varenummer	Abena varenummer	Salgsenhed
preOp	571498	293503	24 x 200 ml flaske

Levnedsmiddel til særlige medicinske formål. Skal anvendes i samråd med læge.

ENERGI			VITAMINER		
	kJ	215			
	kcal	50			
FEDT			ENERGIFORDELING		
	g	-	Fedt	E%	0
			Kulhydrat	E%	100
			Fibre	E%	0
			Protein	E%	0
KULHYDRAT			VAND		
sukkerarter	g	12,6		ml	92
laktose	g	2,1	Osmolaritet	mOsmol/l	240
fruktose	g	<0,006	Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	260
polysakkarider	g	1,3	Potential Renal		
andre	g	10,0	Solute Load	mOsmol/l	55
	g	0,5	PH værdi	pH	4,9
KOSTFIBRE					
	g	-			
PROTEIN					
	g	-			
MINERALER					
Natrium	mg (mmol)	50 (2,2)			
Kalium	mg (mmol)	122 (3,1)			
Chlor	mg (mmol)	6 (0,2)			
Calcium	mg (mmol)	6 (0,1)			
Phosphor	mg (mmol)	1 (0,0)			
Magnesium	mg (mmol)	1,0 (0,0)			

Vand, maltodextrin, fruktose, kaliumcitrat, natriumcitrat, surhedsregulerende middel (citronsyre), aroma, sødestoffer (acesulfam K, natriumsakkarin).

Citron.

Elektive kirurgiske patienter, som skal i generel anæstesi.

Startdosis: 4 x 200 ml aftenen før operationen.

Slutdosis: 2 x 200 ml senest 2 timer før anæstesi.

Ved udsættelse af operation: Op til 200 ml hver time indtil 2 timer før anæstesi.

Børn og patienter med diabetes.
Gravide p.g.a. risiko for forsinket
ventrikeltømning.

Akut kirurgi og patienter med forsinket ventrikeltømning. Spædbørn. Intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser. Må ikke anvendes parenteralt.

Drikkes afkølet eller ved stuetemperatur.

15 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken. Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer.

Opbevares tørt og mellem 5 – 25° C.

