

Renilon 7.5

Energirig ernæringsdrik til patienter med nyresvigt i dialysebehandling. Meget lavt elektrolytindhold. Glutenfri. Laktosefattig.

Renilon 7.5 er en energirig ernæringsdrik specielt tilpasset behovet hos patienter med nyresvigt i dialysebehandling. Energitætheden er 1,9 kcal/ml. Proteinindholdet er normalt, 7,3 g/100 ml eller 14,7 E%. Indholdet af elektrolytter er meget lavt, det gælder i særdeleshed phosphor.

Renilon 7.5 indeholder ikke vitamin A eller vitamin D. Fedtsammensætningen består for en stor del (72%) af enkeltumættet fedt, som er gavnligt for lipidprofilen hos patienter med nyresvigt. Lille volumen (125 ml) tager hensyn til nyrepatientens væskerestriktion.



Vareinformation

	Nutricia varenummer	Abena varenummer	Salgsenhed
Renilon 7.5 Abrikos	570904	293505	24 x 125 ml flaske
Renilon 7.5 Karamel	570980	293506	24 x 125 ml flaske

Levnedsmiddel til særlige medicinske formål. Skal anvendes i samråd med læge.

Næringsindhold pr. 100 ml Renilon 7.5:

ENERGI			VITAMINER		
	kJ	835	A	µg RE	-
	kcal	199	Karotenoider	mg	0,45
FEDT			D	µg	-
mættet	g	10,0	E	mg α-TE	5,0
monumættet	g	0,9	K	µg	11
polyumættet	g	7,2	B ₁	mg	0,30
linolsyre	mg	1,53	B ₂	mg	0,38
α-linolensyre	mg	0,23	Niacin	mg-NE	3,6
KULHYDRAT			Pantotensyre	mg	1,1
sukkerarter	g	20,0	B ₆	mg	1,0
laktose	g	4,8	Folsyre	µg	100
fruktose	g	0,06	B ₁₂	µg	0,47
polysakkarider	g	3,8	Biotin	µg	8,0
andre	g	15,1	C	mg	6,0
	g	0,1	Cholin	mg	40
KOSTFIBRE			Carnitin	mg	15
	g	-	Taurin	mg	15
PROTEIN			ENERGIFORDELING		
nitrogen	g	7,3	Fedt	E%	45,2 (45,1*)
valle	g	1,2	Kulhydrat	E%	40,1 (40,2*)
	g	7,3	Fibre	E%	0,0
MINERALER			Protein	E%	14,7
Salt	g	0,17	VAND		
Natrium	mg (mmol)	68 (2,6)		ml	71
Kalium	mg (mmol)	24 (0,6)	Osmolaritet	mOsmol/l	410
Klorid	mg (mmol)	9 (0,3)	Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	580
Calcium	mg (mmol)	5 (0,2)	Potential Renal		
Phosphor	mg (mmol)	6 (0,1)	Solute Load	mOsmol/l	460
Fosfat	mg (mmol)	18,3 (0,2)	Viskositet	mPa.s	30
Magnesium	mg (mmol)	< 1,0 (0,0)	PH værdi	pH	7,2
Jern	mg	2,0	*Gælder Karamel smagsvarianten.		
Zink	mg	2,0			
Kobber	mg	0,40			
Mangan	mg	0,75			
Fluor	mg	0,20			
Molybdæn	µg	15			
Selen	µg	16			
Chrom	µg	12			
Jod	µg	28			

Ingredienser

Demineraliseret vand, maltodextrin, vegetabiliske olier (solsikke- og rapsolie), valleprotein (fra ko-mælk), fruktose, aroma, carotenoider (indeholder **soja**) (β-caroten, lutein, lycopene), cholicitrat, farve (carminsyre¹, karamel (E150d)²), kaliumhydroxid, farve (curcumin¹), natriumcitrat, taurin, L-carnitin, natrium L-askorbat, DL-α-tocopheryl acetat, zinksulfat, natriumselenit, kobbergluconat, mangansulfat, pyridoxin hydroklorid, calcium D-pantothenat, pteroylmonoglutaminsyre, chromklorid, D-biotin, nicotinamid, thiamin hydroklorid, natriumflourid, kaliumiodid, phytomenadione cyanocobalamin.

¹ Abrikos

² Karamel

Smagsvarianter

Abrikos og karamel.

Indikation

Patienter med nyresvigt i dialysebehandling.

Dosering

1-3 flasker pr. dag eller som anbefalet af læge eller diætist. Ikke egnet som eneste ernæring.

Forholdsregler

Anvendes med forsigtighed til børn i alderen 3-6 år. Bør ikke anvendes til børn under 3 år.

Kontraindikationer

Galaktosæmi. Intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser.

Servering

Kan drikkes afkølet eller ved stuetemperatur. Kan fryses og bruges som is.

Holdbarhed

12 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken. Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer.

Opbevaring

Opbevares tørt og mellem 5 – 25° C.

