



Varenummer 293510

Ernæringspulver, Protifar, i dåse, 225 g

- ✓ Neutral smag
- ✓ Glutenfri
- ✓ Fiberfri

Produktbeskrivelse

Proteinrikt pulver med neutral smag som anvendes til at højne proteinindholdet i mad og drikke. Glutenfri.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Ernæringspulver
Varemærke	Protifar
Features	I dåse
Vægt, netto	225 g
Sygesikringsgruppe	Ikke tilskudsberettiget
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Uåbnet: Opbevares tørt og mellem 5-25°C. Åbnet pakning opbevares ved stuetemperatur. Måltider tilsat Protifar skal anvendes inden 2 timer.
Holdbarhed	36 måneder fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	1 måned. Et måltid der er tilsat protifar skal spises indenfor 2 timer.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Opløs den anbefalede mængde Protifar i lidt koldt væske. Opløsningen blandes i drikke, samt kolde og varme madretter. Protifar kan også blandes direkte i maden.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	42.5 cm	32 cm	13.5 cm	8712400263016



Produktet er glutenfrit.