



Varenummer 293520

Sondeernæring, Nutrison, 500 ml, pack

- ✓ Komplet sondeernæring til patienter med et normalt energibehov
- ✓ Valle-domineret proteinblanding bestående af animalske og vegetabilske proteinkilder
- ✓ Beriget med fiskeolie
- ✓ Fiberfri
- ✓ Glutenfri
- ✓ Laktosefattig

Produktbeskrivelse

Nutrison Pack er ernæringsmæssig komplet sondeernæring til patienter med et normalt energibehov. Valledomineret proteinblanding bestående af animalske og vegetabilske proteinkilder. Beriget med fiskeolie. Fiberfri. Glutenfri. Laktosefattig.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sondeernæring
Varemærke	Nutrison
Features	Pack
Rumindhold, netto	500 ml
Sygesikringsgruppe	2
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Uåbnede pakninger opbevares tørt og mellem 5-25°C. Åbnede pakninger opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer. Tilsluttet det lukkede system kan Nutrison hænge 24 timer ved stuetemperatur.
Holdbarhed	12 måneder
Holdbarhed, åbnet	24 timer
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	8 stk	28.7 cm	22.2 cm	17 cm	8712400660204



Produktet er glutenfrit.