

Nutrison Multi Fibre

Ernæringsmæssig komplet sondeernæring tilsat kostfibre (MF6™ Multi Fibre blanding) til patienter med et normalt energibehov. Valle-domineret proteinblanding bestående af animalske og vegetabiliske proteinkilder. Beriget med fiskeolie. Glutenfri. Laktosefattig.





Nutrison Multi Fibre har en energitæthed på 1,0 kcal/ml. Ernæringsmæssig komplet ved 1500 ml (1500 kcal).

Nutrison Multi Fibre er en ernæringsmæssig komplet sondeernæring tilsat en blanding af 6 forskellige kostfibre (MF6™ Multi Fibre blanding). Multi Fibre blandingen afspejler den fibersammensætning, man får via en sund kost. **Nutrison Multi Fibre** anvendes til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring hos patienter med en fungerende mavetarmkanal.

Proteinkilderne i **Nutrison Multi Fibre** er kasein, valle, ærter og soya (p4). Denne blanding af animalske og vegetabiliske proteiner giver en aminosyresammensætning, som følger de nyeste anbefalinger fra WHO.

Nutrison Multi Fibre indeholder også MCT og DHA-EPA fiske-olier.

Nutrison Multi Fibre indeholder desuden en blanding af naturlige carotenoider.



Vareinformation

	Nutricia varenummer	Abena varenummer	Salgsenhed
Nutrison Multi Fibre	66001	293522	8 x 500 ml pack
Nutrison Multi Fibre	66002	293523	8 x 1000 ml pack

Levnedsmiddel til særlige medicinske formål. Skal anvendes i samråd med læge eller klinisk diætist.

Næringsindhold pr. 100 ml Nutrison Multi Fibre

ENERGI			VITAMINER		
	kcal	103	A	µg RE	82
	kJ	430	Carotenoider	mg	0,20
FEDT	g	3,9	D	µg	1,0
Mættet	g	1,0	E	mg α-TE	1,3
MCT	g	0,6	K	µg	5,3
monumættet	g	2,2	B ₁	mg	0,15
polyumættet	g	0,7	B ₂	mg	0,16
linolsyre	mg	478	Niacin	mg-NE	1,8
α-linolensyre	mg	128	Pantothensyre	mg	0,53
C 20:4, n-6 (AA)	mg	1,35	B ₆	mg	0,17
C 20:5, n-3 (EPA)	mg	20,0	Folsyre	µg	27
C 22:6, n-3 (DHA)	mg	13,6	B ₁₂	µg	0,21
(n-6)/(n-3) ratio		2,85	Biotin	µg	4,0
			C	mg	10
KULHYDRAT	g	12,3	Cholin	mg	37
sukkerarter	g	0,8	ENERGIFORDELING		
laktose	g	<0,025	Protein	E%	15,6
polysakkarider	g	11,3	Fedt	E%	34
stivelse	g	0,2	Kulhydrat	E%	47,5
andre	g	0	Fibre	E%	2,9
KOSTFIBRE	g	1,5	VAND	ml	83
- opløselige	g	0,7	Osmolaritet	mOsmol/l	250
- uopløselige	g	0,8	Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	300
PROTEIN	g	4,0	Potential Renal		
nitrogen	g	0,6	Solute Load	mOsmol/l	364
kasein	g	1,0	Viskositet	mPa.s	18
valle	g	1,4	PH værdi	pH	6,8
soya	g	0,8			
ærter	g	0,8			
MINERALER					
Natrium	mg (mmol)	100 (4,3)			
Kalium	mg (mmol)	150 (3,8)			
Chlor	mg (mmol)	125 (3,5)			
Calcium	mg (mmol)	80 (2,0)			
Phosphor	mg (mmol)	72 (2,3)			
Phosphat	mg (mmol)	221			
Magnesium	mg (mmol)	23 (0,9)			
Jern	mg	1,6			
Zink	mg	1,2			
Kobber	mg	0,18			
Mangan	mg	0,33			
Fluor	mg	0,10			
Molybdæn	µg	10			
Selen	µg	5,7			
Chrom	µg	6,7			
Jod	µg	13			
Salt	mg	252			

Ingredienser

Vand, maltodextrin, vegetabiliske olier (solsikke, raps, MCT (kokosolie, palmekerneolie)), kostfibre (soja polysakkarider, resistent stivelse, inulin, arabisk gummi, cellulose, oligofruktose), pyridoxinhydrochlorid, valleprotein koncentrat (fra komælk), rismel, natriumcaseinat (fra komælk, ærteproteinisolat, soyaproteinisolat, surhedsregulerende middel (citronsyre), emulgator (soyalecitin), natriumchlorid, fiskeolie, tricalciumphosphat, trikaliumcitrat, dikaliumhydrogenphosphat, kaliumhydroxid, calciumhydroxid, kaliumchlorid, carotenoider (indeholder soya β-caroten, lutein, lycopene)), cholinchlorid, magnesiumhydroxid, magnesiumhydrogenphosphat, natrium L-ascorbat, ferrolaktat, zinksulfat, nikotinamid, retinylacetat, DL-α-tocoferylacetat, kobberglykonat, natriumselenit, manganosulfat, calcium D-pantothemat, chromchlorid, D-biotin, cholecalciferol, folsyre, thiaminhydrochlorid, natriummolybdat, riboflavin, natriumflourid, kaliumjodid, phytomenadion, cyanocobalamin.

Indikation

Sondeernæring til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring. Til patienter med normalt energibehov. MF6™ Multi Fibre blandingen hjælper med at normalisere tarmfunktionen. Eget som eneste kilde til ernæring.

Dosering

Ernæringsmæssig komplet ved 1500 ml (1500 kcal), eller som supplement til almindelig kost i henhold til ordination. Dosering er individuel og bør ordineres af læge eller klinisk diætist.

Kontraindikationer

Uegnet til spædbørn, patienter med galaktosæmi eller intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser. Uegnet til patienter, der har brug for en fiberfri kost.

Forholdsregel

Anvendes med forsigtighed til børn 1-6 år. Må ikke anvendes intravenøst. Vær forsigtig ved tilstande eller brug af medikamenter, der nedsætter tarmmotiliteten stærkt.

Administration

Enteral ernæringspumpe anbefales. Ved brug af gravity set bør anvendes ch ≥8. Omrystes inden brug og anvendes tempereret.

Holdbarhed

12 måneder fra produktionsdato. Efter åbning 24 timer under forudsætning af aseptisk håndtering. Holdbarhedsdato fremgår af pakningen.

Opbevaring

Uåbnede pakninger opbevares tørt og mellem 5-25°C. Åbnede pakninger opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer. Tilsluttet det lukkede system kan Nutrison Multi Fibre hænges 24 timer ved stuetemperatur.

