

# Nutrison Low Sodium


Nutrison Low Sodium er en ernæringsmæssig komplet sondeernæring med lavt saltindhold til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring. Glutenfri. Laktosefattig. Fiberfri.



**Nutrison Low Sodium** har en energitæthed på 1,0 kcal/ml. Ernæringsmæssig komplet ved 1500 ml (1500 kcal).

**Nutrison Low Sodium** har et lavt indhold af natrium og chlor. Natrium indholdet er 25 mg (1,1 mmol)/100 ml og indholdet af chlor er 25 mg (0,7 mmol)/100 ml.

**Nutrison Low Sodium** indeholder desuden en blanding af naturlige carotenoider.



## Vareinformation

	Nutricia varenummer	Abena varenummer	Salgsenhed
Nutrison Low Sodium	65675	293533	8 x 1000 ml pack

Levnedsmiddel til særlige medicinske formål. Skal anvendes i samråd med læge eller klinisk diætist.

## Næringsindhold pr. 100 ml Nutrison Low Sodium

<b>ENERGI</b>	kcal	100	<b>VITAMINER</b>		
	kJ	420	A	µg RE	82
<b>FEDT</b>	g	3,9	Carotenoider	mg	0,20
Mættet	g	0,4	D	µg	0,70
MCT	g	0	E	mg α-TE	1,3
monumættet	g	2,3	K	µg	5,3
polyumættet	g	1,2	B <sub>1</sub>	mg	0,15
linolsyre	mg	919	B <sub>2</sub>	mg	0,16
α-linolensyre	mg	178	Niacin	mg-NE	1,8
(n-6)/(n-3) ratio		5,18	Pantothensyre	mg	0,53
<b>KULHYDRAT</b>	g	12,3	B <sub>6</sub>	mg	0,17
sukkerarter	g	1,0	Folsyre	µg	27
laktose	g	<0,025	B <sub>12</sub>	µg	0,21
polysakkarider	g	11,0	Biotin	µg	4,0
stivelse	g	0	C	mg	10
andre	g	0	Cholin	mg	37
<b>KOSTFIBRE</b>	g	-	<b>ENERGIFORDELING</b>		
<b>PROTEIN</b>	g	4,0	Protein	E%	16,0
nitrogen	g	0,6	Fedt	E%	35,0
kasein	g	4,0	Kulhydrat	E%	49,0
valle	g	0	<b>VAND</b>	ml	85
soya	g	0	Osmolaritet	mOsmol/l	205
ærter	g	0	Osmolalitet	mOsmol/kg H <sub>2</sub> O	240
<b>MINERALER</b>			Potential Renal		
Natrium	mg (mmol)	25 (1,1)	Solute Load	mOsmol/l	303
Kalium	mg (mmol)	150 (3,8)	Viskositet	mPa.s	6,5
Chlor	mg (mmol)	25 (0,7)	PH værdi	pH	6,5
Calcium	mg (mmol)	80 (2,0)			
Phosphor	mg (mmol)	72 (2,3)			
Phosphat	mg (mmol)	-			
Magnesium	mg (mmol)	23			
Jern	mg	1,6			
Zink	mg	1,2			
Kobber	mg	0,18			
Mangan	mg	0,33			
Fluor	mg	0,10			
Molybdæn	µg	10			
Selen	µg	5,7			
Chrom	µg	6,7			
Jod	µg	13			
Salt	mg	-			

### Ingredienser

Vand, maltodextrin, mælkeprotein (calciumkaseinat), vegetabiliske olier (raps, solsikke), emulgator (sojalecitin), surhedsregulerende middel (citronsyre), natriumchlorid, trikaliumcitrat, dikaliumhydrogenphosphat, kaliumhydrogenphosphat, cholinchlorid, carotenoider ((indeholder soya) β-caroten, lutein, lycopen)), calciumhydroxid, magnesiumhydroxid, natrium-L-ascorbat, ferrolaktat, zinksulfat, nikotinamid, retinylacetat, DL-α-tocopherylacetat, manganosulfat, kobberglykonat, calcium-D-pantothemat, chromchlorid, D-biotin, cholecalciferol, folsyre, thiaminhydrochlorid, pyridoxinhydrochlorid, cyanocobalamin, riboflavin, natriumselenit, natriumfluorid, kaliumjodid, phytomenadion, natriummolybdat.

### Indikation

Sondeernæring til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring. Til patienter med behov for saltreduceret ernæring og et normalt energibehov. Egnet som eneste kilde til ernæring.

### Dosering

Ernæringsmæssig komplet ved 1500 ml (1500 kcal), eller som supplement til almindelig kost i henhold til ordination. Dosering er individuel og bør ordineres af læge eller klinisk diætist.

### Kontraindikationer

Uegnet til spædbørn, patienter med galaktosæmi eller intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser.

### Forholdsregel

Anvendes med forsigtighed til børn 1-6 år. Må ikke anvendes intravenøst. Skal anvendes under lægeligt tilsyn. Koagulation i mavetarmkanalen, fx på grund af interaktion fra lægemidler kan forekomme. Grundig overvågning er nødvendig. Må ikke fortyndes eller tilsættes medicin.

### Administration

Enteral ernæringspumpe anbefales. Ved brug af gravity set bør anvendes ch ≥8. Omrystes inden brug og anvendes tempereret.

### Holdbarhed

12 måneder fra produktionsdato. Efter åbning 24 timer under forudsætning af aseptisk håndtering. Holdbarhedsdato fremgår af pakningen.

### Opbevaring

Uåbnede pakninger opbevares tørt og mellem 5-25°C. Åbnede pakninger opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer. Tilsluttet det lukkede system kan Nutrison Low Sodium hænge 24 timer ved stuetemperatur.

