

Nutrison Protein Plus Energy 1.5

Nutrison Protein Plus Energy 1.5 er en ernæringsmæssig komplet protein- og energitæt fiberfri sondeernæring, der er klar til brug. Til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring hos patienter med øget proteinbehov/metabolisk stress. Glutenfri. Laktosefri.




Nutrison Protein Plus Energy 1.5 har en energitæthed på 1,5 kcal/ml. Ernæringsmæssig komplet ved 1000 ml (1500 kcal).

Nutrison Protein Plus Energy 1.5 er en ernæringsmæssig komplet sondeernæring med højt energi- og proteinindhold til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring hos patienter med en fungerende mavetarmkanal.

Proteinkilderne i **Nutrison Protein Plus Energy 1.5** er kasein, valle, ærter og soya (P4). Denne blanding af animalske og vegetabilske proteiner giver en aminosyresammensætning, som følger de nyeste anbefalinger fra WHO. **Nutrison Protein Plus Energy 1.5** indeholder også MCT og DHA-EPA fiskeolier.

Nutrison Protein Plus Energy 1.5 indeholder desuden en blanding af naturlige carotenoider.



Vareinformation

	Nutricia varenummer	Abena varenummer	Salgsenhed
Nutrison Protein Plus Energy 1.5	556342	293539	8 x 1000 ml pack

Levnedsmiddel til særlige medicinske formål. Skal anvendes i samråd med læge eller klinisk diætist.

Næringsindhold pr. 100 ml Nutrison Protein Plus Energy 1.5

ENERGI			VITAMINER		
	kJ	630	A	µg RE	123
	kcal	150	Carotenoider	mg	0,30
FEDT	g	5,8	D	µg	2,0
Mættet	g	1,5	E	mg α-TE	1,9
MCT	g	0,9	K	µg	8,0
monumættet	g	3,2	Niacin	mg-NE	2,7
polyumættet	g	1,1	Pantothensyre	mg	0,80
C 20:4, n-6 (AA)	mg	2,04	B ₆	mg	0,26
C 20:5, n-3 (EPA)	mg	30,1	Folsyre	µg	40
C 22:6, n-3 (DHA)	mg	20,6	B ₁₂	µg	0,32
(n-6)/(n-3) ratio		2,81	Biotin	µg	6,0
KULHYDRAT	g	16,9	C	mg	15
sukkerarter	g	3,3	Cholin	mg	55
laktose	g	<0,025			
polysakkarider	g	13,4	ENERGIFORDELING		
stivelse	g	0	Fedt	E%	35,0
KOSTFIBRE	g	<0,1	Kulhydrat	E%	45,0
PROTEIN	g	7,5	Protein	E%	20,0
nitrogen	g	1,2	VAND	ml	77
kasein	g	1,9	Osmolaritet	mOsmol/l	350
valle	g	2,6	Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	445
soyaprotein	g	1,5	Potential Renal		
ærtprotein	g	1,5	Solute Load	mOsmol/l	555
MINERALER			Viskositet	mPa.s	26
Salt	g	0,25	PH værdi	pH	7,4
Natrium	mg (mmol)	100 (4,3)			
Kalium	mg (mmol)	154 (3,9)			
Chlor	mg (mmol)	60 (1,7)			
Calcium	mg (mmol)	84 (2,1)			
Fosfat	mg (mmol)	258 (2,7)			
Magnesium	mg (mmol)	30 (1,2)			
Jern	mg	2,4			
Zink	mg	1,8			
Kobber	mg	0,27			
Mangan	mg	0,50			
Fluor	mg	0,15			
Molybdæn	µg	15			
Selen	µg	8,6			
Chrom	µg	10			
Jod	µg	20			

Ingredienser

Vand, maltodextrin, glukosesirup, vegetabiliske olier (solsikke-, raps- og MCT-olie (kokosolie, palmekeerneolie)), valleprotein (fra **komælk**), natrium- og kaliumkaseinat (fra **komælk**), ærte- og **soja**-protein, emulgator (**soja**lecitin), fiskeolie, surhedsregulerende middel (citronsyre), kaliumhydroxid, kaliumcitrat, calciumphosphat, carotenoider (indeholder **soja**) caroten, lutein, lycopon, kaliumklorid, cholinklorid, magnesiumhydroxid, calciumcarbonat, natrium-L-askorbat, natriumhydroxid, jernlaktat, nicotinamid, DL-α-tocopherylacetat, retinylacetat, kobberglykonat, manganosulfat, natriumselenit, calcium-D-pantothemat, chromchlorid, cholecalciferol, thiaminhydroklorid, D-biotin, folinsyre, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, kaliumjodid, natriumfluorid, natriummolybdat, phytomenadion, cyanocobalamin.

Indikation

Sondeernæring til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring. Til patienter med et øget energi- og proteinbehov, hvor en fiberfri diæt er indikeret. Egnede som eneste kilde til ernæring.

Dosering

Ernæringsmæssig komplet ved 1000 ml (1500 kcal), eller som supplement til almindelig kost i henhold til ordination. Dosering er individuel og bør ordineres af læge eller klinisk diætist.

Kontraindikationer

Uegnet til spædbørn, patienter med galaktosæmi eller intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser.

Forholdsregel

Anvendes med forsigtighed til børn 1-6 år. Må ikke anvendes intravenøst.

Administration

Enteral ernæringspumpe anbefales. Ved brug af gravity set bør anvendes ch ≥8. Omrystes inden brug og anvendes tempereret.

Holdbarhed

12 måneder fra produktionsdato. Efter åbning 24 timer under forudsætning af aseptisk håndtering. Holdbarhedsdato fremgår af pakningen.

Opbevaring

Uåbnede pakninger opbevares tørt og mellem 5-25°C. Åbnede pakninger opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer. Tilsluttet det lukkede system kan Nutrison Protein Plus Energy 1.5 hænges 24 timer ved stuetemperatur.

