



Varenummer 293563

## Sondemadsflaske, Flocare, 200 ml, klar, flaske, plastflaske, ENFit

✓ Udviklet til tilførsel af vand eller væske til den sondeernærede patient

### Produktbeskrivelse

Sondemadsflaske med ENFit låg. Anvendes til indgift af sondeernæring som bolus. Flaskens låg passer udelukkende sammen med ENFit sonder og andet ENFit tilbehør.

### Specifikationer

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse          | Sondemadsflaske                                                                  |
| Varemærke                  | Flocare                                                                          |
| Farve                      | Klar                                                                             |
| Features                   | Flaske, plastflaske, ENFit,                                                      |
| Engangs/flergangs          | Engangs                                                                          |
| Materiale                  | PE                                                                               |
| Rumindhold, netto          | 200 ml                                                                           |
| Sygesikringsgruppe         | Ikke tilskudsberettiget                                                          |
| Opbevaringsinstruktioner   | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt   | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde   | EAN |
|-------|------------|--------|---------|---------|-----|
| kll   | 10 stk     | 31 cm  | 23.8 cm | 10.7 cm |     |
| stk   | 1 stk      |        |         |         |     |