

Nutridrink Juice style

Klar, energirig, supplerende ernæringsdrik med protein. Fedt- og glutenfri. Laktosefattig.

Nutridrink Juice style er en frisk, klar supplerende ernæringsdrik uden fedt. **Nutridrink Juice style** er baseret på 100% valleprotein. Energitettheden er 1,5 kcal/ml.

Nutridrink Juice style er beriget med alle essentielle mineraler, vitaminer og sporstoffer.



Vareinformation

	Nutricia varenummer	Abena varenummer	Salgsenhed
Nutridrink Juice style Æble	590259	293607	24 x 200 ml flaske
Nutridrink Juice style Orange	65448	293604	24 x 200 ml flaske
Nutridrink Juice style Solbær	65470	293603	24 x 200 ml flaske
Nutridrink Juice style Jordbær	595308	293605	24 x 200 ml flaske
Nutridrink Juice style Skovbær	65466	293606	24 x 200 ml flaske
Nutridrink Juice style Mix karton	114969	293608	24 x 200 ml flaske

Levnedsmiddel til særlige medicinske formål. Skal anvendes i samråd med læge.

NUTRICIA
Nutridrink®
 Juice Style

Næringsindhold pr. 100 ml Nutridrink Juice style:

ENERGI			VITAMINER		
	kJ	635	A	µg RE	188
	kcal	150	D	µg	1,3
FEDT			E	mg α-TE	2,3
	g	0,0	K	µg	10
KULHYDRAT			B ₁	mg	0,29
sukkerarter	g	13,1-14,4*	B ₂	mg	0,32
laktose	g	<0,025	Niacin	mg-NE	3,4
polysakkarider	g	19,0-19,9*	Pantotensyre	mg	1,0
andre	g	0,1	B ₆	mg	0,33
KOSTFIBRE			Folsyre	µg	50
	g	-	B ₁₂	µg	0,39
PROTEIN			Biotin	µg	7,5
nitrogen	g	3,9	C	mg	19
valle	g	3,9	Cholin	mg	69
MINERALER			ENERGIFORDELING		
Salt	g	0,02	Fedt	E%	0,0
Natrium	mg (mmol)	10 (0,4)	Kulhydrat	E%	89,5
Kalium	mg (mmol)	9 (0,2)	Fibre	E%	0,0
Chlor	mg (mmol)	178 (5,0)	Protein	E%	10,5
Calcium	mg (mmol)	30 (0,7)	VAND		
Phosphor	mg (mmol)	12 (0,4)		ml	76
Magnesium	mg (mmol)	2,0 (0,1)	Osmolaritet	mOsmol/l	750
Jern	mg	3,0	Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	955-960*
Zink	mg	2,3	Potential Renal		
Kobber	mg	0,34	Solute Load	mOsmol/l	285
Mangan	mg	0,63	Viskositet	mPa.s	11-12*
Fluor	mg	0,19	PH værdi	pH	2,9
Molybdæn	µg	19	*Små variationer mellem smagsvarianterne.		
Selen	µg	11			
Chrom	µg	13			
Jod	µg	25			

Smagsvarianter

Æble, orange, solbær, jordbær og skovbær.

Indikation

Til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring og/eller ved øgede ernæringsmæssige behov.

Dosering

1-3 flasker pr. dag som supplement til den normale kost eller som anbefalet af læge eller diætist. Ikke egnet som eneste ernæring.

Forholdsregler

Anvendes med forsigtighed til børn i alderen 3-6 år. Bør ikke anvendes til børn under 3 år.

Kontraindikationer

Galaktosæmi. Intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser.

Servering

Kan serveres afkølet, ved stuetemperatur eller varm. Bør ikke koges. Kan fryses og bruges som is.

Holdbarhed

9 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken. Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer.

Opbevaring

Opbevares tørt og mellem 5 – 25° C.

Ingredienser

Vand, glukosesirup, maltodextrin, **mælke**protein (valleisolat), sakkarose, aroma, surhedsregulerende middel (citronsyre), cholinklorid, calciumklorid, askorbinsyre, emulgator (polysorbat 80), kaliumklorid, jernlaktat, natriumklorid, magnesiumklorid, farve (curcumin (E100))¹, sulfat ammonium-karamel (E150d)², anthocyaniner (E163)³, zinksulfat, DL-α-tocopherylacetat, nicotinamid, natrium L-askorbat, kobberglukonat, natriumselenit, mangansulfat, calcium D-pantothenat, kromklorid, folsyre, D-biotin, pyridoxin hydroklorid, thiamin hydroklorid, retinylpalmitat, natriummolybdæn, riboflavin, natriumflourid, kaliumiodid, cholecalciferol, phytemenadion, cyanocobalamin.

¹ Æble, Appelsin

² Æble, Jordbær, Skovbær, Solbær

³ Jordbær, Skovbær, Solbær

