

Nutridrink Compact Protein

Protein- og energirig ernæringsdrik med høj næringstæthed i lille volumen. Anvendes som supplement til den normale kost. Fiberfri. Glutenfri. Laktosefattig. 125 ml.

Nutridrink Compact Protein er en supplerende ernæringsdrik med en energitæthed på 2,4 kcal/ml og et højt proteinindhold på 0,14 g/ml (24E%). **Nutridrink Compact Protein** er den drik på markedet, der indeholder mest protein pr. volumen.

Indholdet i **Nutridrink Compact Protein** (125 ml) svarer til næringsindholdet i en almindelig protein- og energirig ernæringsdrik (200 ml). Dette gør **Nutridrink Compact Protein** særdeles velegnet til patienter som har brug for ekstra protein, men har vanskeligt ved at drikke hele indholdet af en standard ernæringsdrik.

Nutridrink Compact Protein er beriget med alle essentielle mineraler, vitaminer og sporstoffer.

Vareinformation



	Nutricia varenummer	Abena varenummer	Salgsenhed
Nutridrink Compact Protein Banan	566358	293612	24 x 125 ml flaske
Nutridrink Compact Protein Jordbær	563227	293610	24 x 125 ml flaske
Nutridrink Compact Protein Mokka	566352	293611	24 x 125 ml flaske
Nutridrink Compact Protein Vanille	562171	293609	24 x 125 ml flaske
Nutridrink Compact Protein Fersken-Mango	598437	293613	24 x 125 ml flaske
Nutridrink Compact Protein Røde bær	597512	293614	24 x 125 ml flaske
Nutridrink Compact Protein Startpakke	585433	293624	24 x 125 ml flaske
Nutridrink Compact Protein Mix karton	598514	293615	24 x 125 ml flaske

Levnedsmiddel til særlige medicinske formål. Skal anvendes i samråd med læge.

ENERGI	KJ kcal	1010 240
FEDT	g	9,4
mættet	g	0,9
monoumættet	g	5,7
polyumættet	g	2,8
linolsyre	g	2,14
α-linolensyre	g	0,42
KULHYDRAT	g	24,4
sukkerarter	g	13,3
laktose	g	0,3
polysakkarider	g	11,0
andre	g	0,0
KOSTFIBRE	g	-
PROTEIN	g	14,4
nitrogen	g	2,3
kasein	g	13,4
valle	g	1,0
MINERALER		
Salt	g	0,1
Natrium	mg (mmol)	40 (1,7)
Kalium	mg (mmol)	105 (2,7)
Chlor	mg (mmol)	60 (1,7)
Calcium	mg (mmol)	350 (8,7)
Phosphor	mg (mmol)	300 (9,7)
Magnesium	mg (mmol)	55 (2,2)
Jern	mg	2,1
Zink	mg	2,4
Kobber	mg	0,35
Mangan	mg	0,63
Fluor	mg	0,19
Molybdæn	µg	20
Selen	µg	14
Chrom	µg	13
Jod	µg	13
VITAMINER		
A	µg RE	260
D	µg	2,1
E	mg α-TE	3,7
K	µg	16
B ₁	mg	0,45
B ₂	mg	0,50
Niacin	mg-NE	3,6
Pantotensyre	mg	1,6
B ₆	mg	0,53
Folsyre	µg	80
B ₁₂	µg	1,1
Biotin	µg	12
C	mg	30
Cholin	mg	110
ENERGIFORDELING		
Fedt	E%	35,3
Kulhydrat	E%	40,7
Fibre	E%	0,0
Protein	E%	24,0
VAND	ml	63
Osmolaritet	mOsmol/l	570
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	900
Potential Renal		
Solute Load	mOsmol/l	981
Viskositet	mPa.s	90-110
PH værdi	pH	6,6

Vand, **mælk**eprotein, maltodextrin, sakkarose, vegetabiliske olier, magnesiumhydrogensulfat, emulgator (**sojalecithin**), aroma, cholinchlorid, natrium, L-ascorbat, trikaliumcitrat, dikaliumhydrogensulfat, jernlaktat, DL- α -tocopherylacetat, nicotinamid, farvestof, rethylacetat, kobbergluconat, mangansulfat, natriumselenit, calcium, D-panthothenat, D-biotin, zinksulfat, chromchlorid, cholecalciferol, pyridoxinhydrochlorid, pteroylmongutaminsyre, thiaminhydrochlorid, kaliumjodid, riboflavin, natriumglykolat, natriumfluorid, phytomenadin.

Opbevares tørt og mellem 5 – 25° C.

