



Varenummer 293654

Ernæringssæt, Flocare Pack Mobile Set Infinity, Pack Mobile Set Infinity, ENFit, steril

✓ Ernæringssæt til Flocare



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med sondeernæring. Flocare ernæringssæt skal skiftes efter 24 timer. Passer til Flocare Infinity ernæringspumpen.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ernæringssæt
Varemærke	Flocare
Vareserie	Pack Mobile Set Infinity
Features	Pack Mobile Set Infinity, ENFit, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sygesikringsgruppe	6
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	30 stk	39.4 cm	20 cm	21 cm	8716900563805
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE