



Varenummer 293662

Nasogastrisk sonde, Flocare, CH 10, 1,1m, ENFit, steril

- ✓ Ernæringskonnektor i polyuretan, hvor lukkemekanismen er koblet til konnektor. Ernæringskonnektor kan bruges til kobling med enteralt ernæringssæt, ENFit-sprøjter. Gennemsigtig polyuretansonde. Tre hvide røntgenfaste linier langs hele sonden. Afstandsmærker hver 20. cm fra distalenden. Distalenden med to laterale og en distal åbning. Fleksibel, afrundet sondespids til skånsom nedlæggelse. Guidewire indsat med silikoneolie. Guidewire er 2,5 cm kortere end sonden.

Produktbeskrivelse

Flocare® nasogastrisk ernæringssonde i polyuretan med guidewire. Ernæringssonden er blød og behagelig, samtidig med at den i sondevæggen er tilstrækkelig stærk til at undgå, at sonden bliver klemt og tilførslen blokeret. To laterale og en distal åbning i sonden sørger for optimal tilførsel af sondeernæringen. Den gennemsigtige polyuretan gør det let at kontrollere, at man har skyllet med vand efter brug. Den afkortede guidewire sørger for maksimal tryk ved placering af ernæringssonden.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Nasogastrisk sonde
Varemærke	Flocare
Størrelse	CH 10
Features	ENFit, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PU
Længde/dybde	1.1 m
Steriliseringmetode	EO
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sygesikringsgruppe	6
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	20 cm	14.8 cm	10.8 cm	8716900566622
stk	1 stk				

Produktet er sterilt

STERILE