

Varenummer 293680

Gastrostomisonde, Flocare, CH 14, 23cm, grøn, G-tube, ENFit, steril



- ✓ Klar silikone sonde 23 cm lang
- ✓ Fr størrelse er trykt på sonden
- ✓ Afstandsmærker trykt i centimeter fra ballonen og fremefter
- ✓ Indvendig fikseringsballon af silikone
- ✓ Udvendig fikseringsplade af klar silikone
- ✓ Injektionsventil til indvendig ballon med farvekode
- ✓ Ernæringskonnektor med fastmonteret hætte



Produktbeskrivelse

Flocare® G-tube er en udskiftelig gastrostomisonde til indgift af mad og væske direkte i ventriklen. Det er en robust gastrostomisonde, som er lavet af vævsvenlig silikone. Den er brugervenlig og let at vedligeholde. Flocare® G-tube tilsluttes direkte til enteralt ernærings sæt eller sprøjte til let administration af sondeernæring, væske eller medicin.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gastrostomisonde
Varemærke	Flocare
Størrelse	CH 14
Farve	Grøn
Features	G-tube, ENFit, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	23 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sygesikringsgruppe	6
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	2 stk	26 cm	16.5 cm	2.8 cm	8716900566844
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE