

ISOSOURCE® MIX

Fuldgyldig sondeernæring, som indeholder almindelige fødevarer ingredienser

Isosource® Mix er en sondeernæring, som efterligner almindelig mad i så stor udstrækning som muligt. Protein og fiber kommer bl.a. fra kylling,* ærter,* bønner,* fersken og appelsinjuice fra koncentrat, råvarer som maven genkender. Erfaringer viser, at sondeernæring baseret på rigtig mad kan føre til forbedret tolerance.¹

ANVENDELSE

Isosource® Mix er en fødevarer til særlige medicinske formål, som er ernæringsmæssigt fuldgyldig. Den er beregnet til ernæringsbehandling af patienter med underernæring eller ved risiko for underernæring. Anvendes i samråd med læge eller diætist. Sondeernæringen er egnet som eneste ernæringskilde fra 3 år.

Flasken rystes før brug.

DOSERING

1500–2000 ml som fuldgyldig ernæring eller ifølge anbefaling fra læge eller diætist.

OPBEVARING OG HÆNGETID

Åbnet emballage med ubrugt mængde kan lukkes til, opbevares på køl og anvendes inden for 24 timer efter åbning.

ERNÆRINGSFAKTA pr. 100 ml

Energi	109 kcal
Fedt	30 E% eller 3,7 g
Kulhydrat	51 E% eller 14 g
Fiber	3 E% eller 1,4 g
Protein	16 E% eller 4,4 g
Laktose	<0,50 g
Gluten	Glutenfri

REFERENCER 1. Hurt RT, et al. Blenderized Tube Feeding Use in Adult Home Enteral Nutrition Patients. *Nutr Clin Pract.* 2015;30(6):824–829.



INDEHOLDER
RIGTIGE
RÅVAREINGREDIENSER

- 1,1 kcal/ml
- 7 g fiber/500 ml
- 20 % MCT-fedt

NÆRINGSDEKLARATION pr. 100 ml

Energi	kcal	109
	kJ	461

Fedt (30 E%)	g	3,7
– heraf mættet	g	1,6
– heraf enkeltumættet	g	1,4
– heraf flerumættet	g	0,7

Kulhydrat (51 E%)	g	14
– heraf sukkerarter	g	1,4
– heraf laktose	g	<0,5

Fiber* (3 E%)	g	1,4
----------------------	---	-----

Protein (16 E%)	g	4,4
------------------------	---	-----

MINERALER

Natrium	mg	100
Kalium	mg	130
Klorid	mg	85
Calcium	mg	80
Fosfor	mg	70
Magnesium	mg	18
Jern	mg	1,5
Zink	mg	1,2
Kobber	mg	0,19
Mangan	mg	0,29
Fluorid	mg	0,15
Selen	µg	8,2
Krom	µg	11
Molybdæn	µg	14
Jod	µg	17

VITAMINER

Vitamin A	µg	130
Vitamin D	µg	1,6
Vitamin E	mg	2,0
Vitamin K	µg	8,5
Vitamin C	mg	11
Thiamin	mg	0,16
Riboflavin	mg	0,19
Niacin	mg NE	2,2
Vitamin B₆	mg	0,2
Folsyre	µg	31
Vitamin B₁₂	µg	0,37
Biotin	µg	5,5
Pantothen-syre	mg	0,80

ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER

MCT	g	0,70
Omega-3	g	0,13
*Fiber		
– opløselige	g	0,7
– uopløselige	g	0,7
Kolin	mg	42
Osmolaritet	mOsm/L	315
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	380
Vandindhold	g/100 ml	84

NE: Niacinekvivalent

INGREDIENSER

Vand, maltodextrin, rehydreret kyllingekød (6,9%), rehydrerede grøntsager (5,95%), ærter (5,2%), grønne bønner (0,75%), **mælkeproteiner**, appelsinjuice (1,8%) fra koncentrat, ferskenmos (1,5%), vegetabiliske olier (raps, solsikke), fibre (ærtefibre, akaciegummi, fruktooligosakkarider, inulin), MCT-olie, mineraler (natriumcitrat, kaliumfosfat, kaliumcitrat, kalciumlaktat, natriumklorid, kalciumfosfat, kalciumklorid, kaliumklorid, magnesiumoxid, magnesiumcitrat, jernlaktat, zinksulfat, kobberglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, natriumselenit), emulgator (E472c, E471), **fiskeolie**, vitaminer (C, E, niacin, pantothen-syre, B₆, thiamin, riboflavin, betakaroten, A, folsyre, K, biotin, D, B₁₂), kolinbitartrat, stabilisator (E407), antioxidant (E304). Glutenfri. UHT-behandlet. Pakket i beskyttende atmosfære.

Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.

BESTILLING

Hospitaler bestiller ernæringsprodukter fra Nestlé Health Science hos Nestlé Kundeservice på mail ordre@dk.nestle.com eller tlf. 35 46 03 20.

Patienter/borgere/plejehjem bestiller på apoteket, hos Simonsen & Weel (tlf. 46 55 75 40), MEDIQ Danmark A/S (tlf. 36 37 91 30), Abena (tlf. 74 31 14 10) eller DanuCare (tlf. 71 99 47 10).

PAKNING	MIN. BESTILLING	VARENØR.
500 ml	12 x 500 ml	21 33 82
1000 ml	9 x 1000 ml	21 33 03