



Varenummer	293755
------------	--------

Sondeernæring, Peptamen, neutral, 500 ml

- ✓ **Sondeernæring ved forringet gastrointestinal funktion og malabsorption**
- ✓ **Glutenfri**

Produktbeskrivelse

Peptamen er en peptidbaseret fuldgældig sondeernæring, særligt velegnet til alvorligt syge patienter med forringet gastrointestinal funktion og malabsorption. Proteinkilden i Peptamen er 100% hydrolyseret valle og MCT-fedt udgør 70% af det totale fedtindhold. Anvendes i samråd med læge eller diætist og kan ordineres på grøn ernæringsrecept. Glutenfri og med lavt indhold af laktose. Peptamen er en fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes under lægeligt tilsyn.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sondeernæring
Varemærke	Peptamen
Materiale	Plast
Ingredienser/sammensætning	Vand, maltodextrin, peptider fra hydrolysat* valleprotein (mælk), mellemlange triglycerider, majsstivelse, sojabønneolie, glukosesirup, mineraler (natriumfosfat, kalciumcitrat, natriumklorid, magnesiumklorid, kaliumklorid, magnesiumoxid, jernsulfat, zinksulfat, mangansulfat, kobbersulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, natriumselenat, kromklorid, natriummolybdat), emulgator (sojalecitin, E471), fortykningsmiddel (E412), vitaminer (C, E, niacin, pantothen-syre, B6, B1, betakaroten, A, B2, D, K, folsyre, biotin), surhedsregulerende middel (E525), kolinklorid, taurin, L-karnitin. * det anvendte enzym er non-Halal/kosher.
Rumindhold, netto	500 ml
Smag	Neutral
Sygesikringsgruppe	4
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Uåbnet emballage opbevares køligt og tørt. Åbnet emballage kan opbevares i køleskab i 24 timer, hvis det er lukket til igen. Hænetid i lukket system er 24 timer.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde (cm)	Bredde (cm)	Højde (cm)	EAN
kll	12 stk	33.1	25.4	18.6	7613033572203
stk					