



Junior Energy/Junior Energy Fibre

Sondeernæring til børn med øget energibehov

Isosource Junior Energy er en fuldgyldig sondeernæring, opdateret og tilpasset det yngre barns specifikke næringsbehov.

ANVENDELSE

Isosource Junior Energy er tilpasset børn fra 1 års alderen. Den er især velegnet til børn med et øget energibehov eller med væskerestriktion. Anvendes efter anbefaling fra læge eller diætist.

- Isosource Junior Energy indeholder valle og kasein (40:60) - for god tolerance og absorption
- Tilsat fiskeolie tilføjer de essentielle fedtsyrer EPA+DHA - vigtige for bl.a. immunforsvar, neurologisk udvikling og syn^{1,2}

Isosource Junior Energy Fibre indeholder IS50™, en fiberblanding af 50% opløselige og 50% uopløselige fiber - for præbiotisk effekt og bedre peristaltik.³

EMBALLAGE

Isosource Junior Energy leveres i en 500 ml SmartFlex-emballage. Emballagen er stabil og let at håndtere og kan sammenkobles med de enterale ernærings sæt, der findes på markedet. Den tomme enterale emballage kan genbruges som plast.



For sundhedsfagligt personale

OPBEVARING OG HÆNGETID

Uåbnet emballage opbevares køligt og tørt. Åbnet pakning kan opbevares tillukket i køleskab i 24 timer. Hænetid i et lukket system er 24 timer.

Isosource Junior Energy er en fødevarer til særlige medicinske formål og kan fås på ordination.

ERNÆRINGSFAKTA (pr. 100 ml)

Energi	150 kcal
Fedt	40 E%, 6,7 g fra solsikke-, raps- og fiskeolie
Kulhydrat	50/49* E%, 18,8/18,3* g fra maltodextrin
Fiber*	1 E%, 1 g fra ærefiber, acaciagummi, fruktooligosakkarider og inulin
Protein	10 E%, 3,75 g fra mælkeproteiner
Laktose	Lavt laktoseindhold, < 0,5 g
Gluten	Glutenfri

* gælder Isosource Junior Energy Fibre

¹Calder P.C. N-3 polyunsaturated fatty acids, inflammation and inflammatory diseases. Am J Clin Nutr 2006;83(Suppl.):1505S-1519S. ²Uauy R, et al. Essential fatty acids in visual and brain development. Lipids 2001;36(9):885-895. ³Van de Wiele T, et al. Inulin-type fructans of longer degree of polymerization exert more pronounced in vitro prebiotic effects. Journal of Applied Microbiology 2007;102:452-460.



Nestlé Health Science
NOURISHING PERSONAL HEALTH



INGREDIENSER

Vand, maltodextrin, vegetabiliske olier (solsikkeolie, rapsolie), mælkeproteiner, **minerale** (kaliumklorid, kaliumcitrat, calciumfosfat, natriumfosfat, calciumcitrat, natriumklorid, magnesiumcitrat, magnesiumoxid, natriumcitrat, jernlaktat, zinksulfat, kobberglukonat, mangansulfat, kromklorid, kaliumjodid, natriummolybdat, natriumfluorid, natriumselenit), emulgator (E472c, E471), fiskeolie, kolinbitartrat, stabiliseringsmiddel (E401), **vitaminer** (C, niacin, pantothenyrsyre, B₆, B₁, B₂, E, betakaroten, A, folsyre, biotin, K, D, B₁₂), taurin, inositol, L-karnitin, antioxidationsmiddel (E304).

Isosource Junior Energy Fibre indeholder også ærtefiber, acaciagummi, fruktooligosakkarider og inulin.

BESTILLING

Isosource Junior Energy kan købes på apoteket eller bestilles direkte hos Simonsen & Weel A/S (tlf: 70 25 56 10, fax: 70 25 56 20) eller MEDIQ Danmark A/S (tlf. 3637 9100, fax 3637 9123). Hospitaler skal bestille direkte fra Nomeco Healthcare Logistics (tlf. 7026 3016, fax 7026 3017, mail sygehusservice@nomeco.dk).

Produkt	SmartFlex-pakning	Varenr.
Isosource Junior Energy	12x500 ml	21 53 91
Isosource Junior Energy Fibre	12x500 ml	21 53 90

NÆRINGSVÆRDI (pr. 100 ml)

Energi	kcal	150
	kJ	628
Fedt (40 E%)	g	6,7
- heraf mættet fedt	g	0,8
- heraf enkeltumættet fedt	g	3,7
- heraf flerumættet fedt	g	2,2
- heraf Omega-3	g	0,22
- heraf EPA	mg	16,0
- heraf DHA	mg	32,0
Forhold n6:n3		8:1
Kulhydrat (50/49* E%)	g	18,8/18,3*
- heraf sukkerarter	g	0,83
- heraf laktose	g	<0,5
Fiber (0/1* E%)	g	0/1,0*
- heraf opløselige	g	0/0,5*
- heraf uopløselige	g	0/0,5*
Protein (10 E%)	g	3,75
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	75
- heraf Betakaroten	µg RE	20,0
Vitamin D	µg	1,6
Vitamin K	µg	7,5
Vitamin C	mg	11,0
Vitamin B ₁	mg	0,14
Vitamin B ₂	mg	0,15
Vitamin B ₆	mg	0,15
Niacin	mg NE	1,7
Folsyre	µg	19
Vitamin B ₁₂	µg	0,30
Pantothenyrsyre	mg	0,60
Biotin	µg	6,0
Vitamin E	mg α-TE	2,5
Minerale		
Natrium	mg	83
Klorid	mg	135
Kalium	mg	150
Calcium	mg	120
Fosfor	mg	70
Magnesium	mg	22
Jern	mg	1,5
Zink	mg	0,83
Kobber	µg	0,12
Jod	µg	15
Selen	µg	5,0
Mangan	mg	0,20
Krom	µg	6,0
Molybdæn	µg	7,0
Fluorid	mg	0,14
Øvrige næringsstoffer		
Kolin	mg	37
Osmolaritet	mOsm/l	269/291*
Osmolalitet	mOsm/kgH ₂ O	343/375*
Vandindhold	g/100 ml	78

* gælder Isosource Junior Energy Fibre

