



Varenummer 293810

Sondeernæring til børn, Infatrini, 500 ml

✓ Ernæringsmæssig komplet modermælkserstatning med højt energi- og proteinindhold

Produktbeskrivelse

Infatrini er en fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes under lægeligt tilsyn. Modermælk er den bedste ernæring til spædbarnet. Hvis modermælk ikke kan gives eller ikke er tilstrækkeligt, er Infatrini en mulighed. Kan anvendes som eneste ernæringskilde indtil 18 mdr. eller op til 9 kg. Infatrini kan bruges på flere måder, som sondeernæring, drik eller som berigelse kombineret med en anden mælkeerstatning eller mad. Plastflasken kan tilsluttes direkte til sondeenhed eller almindelig sutteflaske. Kontroller flaske og låg og ryst før brug. Hæld den ønskede mængde i en sutteflaske, kop eller beholder. Infatrini kan serveres ved stuetemperatur eller varmes til spisetemperatur svarende til 37 grader. Hvis Infatrini opvarmes, kontrolleres blandingens temperatur ved at dryppe et par dråber på håndledet, før barnet indtager blandingen. Må ikke opvarmes i mikrobølgeovn, da dette giver ujævn opvarmning med risiko for, at en del af blandingen bliver for varm og giver forbrændinger.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sondeernæring til børn
Varemærke	Infatrini
Ingredienser/sammensætning	Demineraliseret vand, maltodextrin, vegetabiliske olier (raps-, solsikke- og kokosolie (indeholder sojalecithin), MCT (mellemkædede triglycerider fra fraktioneret kokos- og palmekernelolie), majs- og enkeltcelleolie), smørolie (fra komælk), kalciumcitrat, surhedsregulerende middel (citronsyre), kalciumhydroxid, kaliumhydroxid, dikalciumhydrogenphosphat, natriumhydroxid, laktose (fra komælk), skummetmælkspulver, valleproteinkoncentrat (fra mælk), præbiotika galaktooligosakkarider (fra komælkesukker) og fruktooligosakkarider, emulgator (E472C, mono- og diglycerider af fedtsyrer), tricalciumdicitrat, fiskeolie, trikalciumphosphat, natrium-L-ascorbar, kaliumchlorid, cholinchlorid, magnesiumcarbonat, natriumchlorid, taurin, jernholdig lactat, inositol, beta-caroten, DL- α -tocopherylacetat, zinksulfat, L-carnitin, retinylacetat, cytidin-5-mono-phosphat, adenosin-5-monophosphat, cholecalciferol, uridin-5-monophosphat dinatriumsalt inosin 5-monophosphat dinatriumsalt, nicotinamid, calcium-D-pant
Rumindhold, netto	500 ml
Sygesikringsgruppe	3
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Uåbnede flasker opbevares ved stuetemperatur. Efter åbning kan flaskerne opbevares i køleskab op til 12 timer. Åbnet flaske som opbevares ved stuetemperatur bør anvendes inden for 4 timer og inden for 1 time ved indtagelse fra sutteflaske. Rester, som har været opvarmet, må ikke gemmes og genbruges.
Holdbarhed	Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på posen.
Holdbarhed, åbnet	12 timer
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	8 stk	29 cm	23 cm	17 cm	8716900558153



Produktet er glutenfrit.