



Varenummer 293811

Sondeernæring til børn, Infatrini Peptisorb, 200 ml

✓ Fuldgyltig, energirig og peptidbaseret ernæring til børn 0-18 mdr

Produktbeskrivelse

Infatrini Peptisorb er en fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes under lægeligt tilsyn. Modernælk er den bedste ernæring til spædbarnet. Hvis modernælk ikke kan gives eller ikke er tilstrækkeligt, er Infatrini Peptisorb en mulighed. Kan anvendes som eneste ernæringskilde fra første leveuge indtil 18 mdr. eller op til 9 kg. Infatrini Peptisorb kan bruges på flere måder, som sondeernæring, drik eller som berigelse kombineret med en anden mælkeerstatning eller mad. Kontroller flaske, låg og folio og ryst flasken før brug. Hæld den ønskede mængde i en sutteflaske, kop eller beholder. Infatrini Peptisorb kan serveres ved stuetemperatur eller varmes til spisetemperatur svarende til 37 grader. Hvis Infatrini Peptisorb opvarmes, kontrolleres blandingens temperatur ved at dryppe et par dråber på håndledet, før barnet indtager blandingen. Må ikke opvarmes i mikrobølgeovn, da dette giver ujævn opvarmning med risiko for, at en del af blandingen bliver for varm og giver forbrænding.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sondeernæring til børn
Varemærke	Infatrini Peptisorb
Ingredienser/sammensætning	Demineraliseret vand, maltodextrin, valleproteinkoncentrat (fra komælk), glukosesirup, vegetabilsk fedt (mellemkædede triglycerider (palme- og kokosolie, raps-, solsikke og encelleolie), emulgator (mono- og diglycerider citronsyreestere), dikaliumhydrogenfosfat, surhedsregulerende middel (citronsyre), kaliumchlorid, fiskeolie, kaliumhydroxid, calciumhydroxid, tri-kalciumfosfat, natrium-L-askorbat, cholinchlorid, magnesiumcarbonat, taurin, jernholdig lactat, inositol, beta-caroten, natriumhydroxid, zinksulfat, DL-a-tocopheryllacetat, L-carnitin, nikotinamid, retinylacetat, cytidin-5-monophosphat, cholecalciferol, adenosin-5-phosphat, uridin-5-monophosphat dinatriumsalt, inosin-5-monophosphat dinatriumsalt, calcium-D-pantothenat, kobbergluconat, guanosen-5-monophosphat dinatriumsalt, tiaminhydroklorid, cyanocobalamin, mangan-sulfat, kaliumiodid, D-biotin, natriumselenit, pteroylmonoglutaminsyre, riboflavin, phytomenadion, pyridoxinhydroklorid.
Rumindhold, netto	200 ml
Sygesikringsgruppe	1
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Uåbnede flasker opbevares ved stuetemperatur. Efter åbning kan flaskerne opbevares i køleskab op til 12 timer. Åbnet flaske som opbevares ved stuetemperatur bør anvendes inden for 4 timer og inden for en time ved indtagelse fra sutteflaske. Rester, som har været opvarmet, må ikke gemmes og genbruges. Ved sonde er hængetiden maks. 4 timer.
Holdbarhed	Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken.
Holdbarhed, åbnet	12 timer
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	6 pk	36 cm	24 cm	14 cm	8716900562440
pk	4 stk	0 cm	0 cm	0 cm	8716900562433



Produktet er glutenfrit.