



Varenummer 294151

Engangskateter, Curan, nelaton, CH 12, 40cm, ucoated, steril

✓ Velegnet til skylning i fistler og kaviteter.



Produktbeskrivelse

Curan kateter, er et ucoated engangskateter, der med sin ensartede og glatte overflade sikrer en let indføring.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	Curan
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 12
Farve	Hvid
Features	Ucoated, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PVC
Længde/dybde	40 cm
Steriliseringmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til engangskateterisation eller skylning i fistler og kaviteter. Kateteret kan påføres glidecreme inden indføring.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	52 cm	22.5 cm	29.2 cm	8718657210643
pk	30 stk	50.3 cm	10 cm	5.5 cm	8718657210636
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.