



ABRI-FLEX XXL1

Produkt specifikation:

Total produkt vægt: 70 gram

Størrelse:

Total længde: 1066 mm

Total bredde (udstrakt): 1066 mm

Absorberende kerne:

Total længde (Produkt): 533 mm

Total bredde for/bag: 101 mm



Indhold:

Kerne: 100% cellulose fluff = Papirmasse (klorinfri)
Mellemlag: Top-Dry, hvid, non-woven
Overflade: Polypropylene (PP) coverstock, permanent hydrofil
Elastik: Elastan, fri for latex
Bagside: Tekstil bagside
Lim: Hotmelt lim imellem lagene, baseret på harpiks og voks (ftalatfri)
SAP: Superabsorber, polyacrylat, indeholder ikke ftalater
Størrelsesindikator: Produkt størrelse er printet i taljen
EAN-kode: Pakke: 57 03538 269721 / Karton: 57 03538 269738
Pakning: 26 stk. Pr. pakke / 4 pakker pr. kolli / 12 kolli pr. palle / 3 lag
Pakke størrelse: Kolli: 576x396x367 mm / Palle: 1152x792x1251 mm

Abena Produktion A/S er certificeret i overensstemmelse med ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2008, BRC CP, IFS HPC og GMP.
Vores CE-mærkede produkter opfylder kravene af direktiv MDD 93/42 EEC af 14. Juni 1993 omkring medicinsk udstyr klasse 1.

Produkt	Vægt	Hofte størrelse	Sugeevne ISO 11948-1	Pakning – stk. pr. Pakke / Kolli
Abri-Flex XXL1 (300517)	70 gram	173 - 203 cm	1450 ml.	12 / 48