



Herrebind, Abri-Man, Premium, Zero

300740



Anvendelsesområde: Herreprodukt til let dryp inkontinens. Det er specielt designet til den mandlige anatomi. En let, diskret og effektiv løsning.

Ønskes fiksering til produktet, anbefaler vi vores Abri-Fix sortiment. Den fleksible fiksering med fikseringsbuks giver helt korrekt påsætning, optimal effekt samt tryghed og komfort.

Kvalitet:

- ✓ Bagsidefolien er åndbar, hvilket gør produktet mindre varmt og dermed mere komfortabelt.
- ✓ Materialet er blødt og lydløst i brug og er derfor både diskret og føles behageligt mod huden.
- ✓ Produktet er forsynet med et effektivt odour-system som minimerer risikoen for ubehagelige lugtgener.

Farve: Hvid.

Farvekode: Mørk rød.

Bortskaffelse af vare: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Forbrændes/genbruges.

Indhold:

Kerne: 100 % airlaid (klorinfri)
Overflade: PP non-woven, permanent hydrofil.
Bagside: Åndbart tekstil.
Lim: Hotmelt lim. Er baseret på harpiks og voks (ftalatfri).
Kode: Produktionskode er printet med blæk på produkt og pose (blækket indeholder ikke tungmetaller).

Produkt tolerance: +/-10 %

Produkt	Vægt	Størrelse	Rothwell	Forpakning	Pakke/Karton
Abri-Man Premium Zero	10 g	Produktmål: 180x90 mm Zero	200 ml	Mindste salgsenhed = 384 stk. 24 stk. = 1 pakke 16 pakker = 1 kolli 18 kolli = 1 palle	
Inkontinensgrad: Let					

Certificeringer:

Produkterne er CE-mærkede jf. kravene i direktiv MDD 93/42 EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr klasse 1.
Sikring af miljømæssige mål ivaretages gennem ISO 14001:2015 certificering.