


Varenummer 3052

Ostefilm, 150m x 20cm, lilla, PVC

- ✓ Frysesikkert
- ✓ Meget strækbar
- ✓ Særdeles god klæbeevne
- ✓ Åndbar, begrænset udvikling af kondens



Produktbeskrivelse

PVC-Film/PVC-kvalitet. Filmen kan anvendes til opbevaring af fødevarer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ostefilm
Farve	Lilla
Materiale	PVC
Længde/dybde	150 m
Bredde	20 cm
Vægt, netto	0.3 kg
Tykkelse	8 micron
Hylsediameter	3.8 cm
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EU) 2023/1230
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Farligt legetøj for børn. Må ikke anvendes i almindelig ovn. Må kun anvendes til optøning eller genopvarmning af mad i mikrobølgeovn. Undgå direkte kontakt med fødevarer.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	Op til +100°C i 24 timer, dybfrysning og opbevaring ved køleskabstemperatur uden tidsbegrænsning, op til 30 dage ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 rl	16 cm	16 cm	49.3 cm	5703538384738
rl	1 rl				5703538443114



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.