



Varenummer 330220



ABRI-CELL

Underlag, ABENA Abri-Cell, 8-lags, 60x30cm, lyseblå, nonwoven/PE/tissue

- ✓ Absorberende kerne med flere lag papir
- ✓ Blød og glat nonwoven overflade
- ✓ Hurtig absorption af væske
- ✓ Væsketæt bagside og forseglede kanter for ekstra beskyttelse
- ✓ Tilgængelig i forskellige størrelser
- ✓ Tilgængelige med forskellige antal lag papir



Produktbeskrivelse

Abri-Cell anvendes som beskyttende engangsunderlag til for eksempel senge og stole. Det er velegnet til ikke-sterile procedurer, som sårpleje og ved blødpøver, men det kan også anvendes til inkontinente brugere. Underlaget har forseglede kanter for optimal beskyttelse mod lækage, og overfladen er dækket af et blødt nonwoven materiale, som sikrer brugeren høj komfort. Brugen af engangsunderlag mindsker risikoen for kontaminering.

Abri-Cell findes i forskellige størrelser og med forskellig antal lag papir.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Underlag
Varemærke	ABENA
Vareserie	Abri-Cell
Sekundær farve	Lyseblå
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven, PE, tissue
Længde/dybde	60 cm
Bredde	30 cm
Vægt, netto	25 g
Tolerance	+/- 1,5 cm
Antal lag	8-lags
Steriliseringsmetode	EO
Absorptionsevne	350 ml
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Underlaget placeres på sengen eller stolen med den blå side ned af. Sørg for at underlaget er helt glattet ud inden brug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	360 stk	52 cm	39 cm	32 cm	5703538454950
pk	30 stk	28 cm	18 cm	10 cm	5703538454936
stk	1 stk				5703538454943



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.