



Produktdatablad

Antiklys, 17,5cm, Ø2,1cm, hvid, 6 timer, 100% paraffin

Varenummer : 3501
Version : 03
Varegruppe : Antiklys
Forpakninger : 50 stk = 1 pakke
4 pakker = 1 kolli
24 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Antiklys
Farve: hvid
Ingredienser/sammensætning: 100% paraffin
Brændetid: 6 timer
Højde: 17,5 cm
Diameter: 2,1 cm
Produktbeskrivelse: Med antiklys på bordet bliver borddækningen festlig og hyggelig.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares rent og tørt.
Temperaturtolerance: Tåler temperaturer fra +10°C til +25°C.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.