



Varenummer 3921

ABENA® Classic


Undersøgelseshandske, lang, ABENA Classic, M, nature, latex, pudderfri

- ✓ Tekstureret overflade
- ✓ Elastisk
- ✓ God pasform
- ✓ God gennemfølgelsevne
- ✓ Lang



Produktbeskrivelse

Lang elastisk undersøgelseshandske i naturligt latexmateriale med et lavt indhold af latexproteiner. Handsken har en god pasform og giver brugeren en god gennemfølgelsevne.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelseshandske
Varemærke	ABENA
Vareserie	Classic
Størrelse	M
Farve	Nature
Egenskaber	Full textured, high grip, lang manchet, rullet manchet
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Latex
Ingrediensliste	Latex, Zinc oxide, Sulfur, Titanium Dioxide, ZDBC, ZDEC, Defoamer, Wingstay, Chlorine
Længde/dybde	290 mm
Bredde	95 mm
Tykkelse	0,12 +/- 0,02 mm
Certifikater	CE. Til fødevarer. MD. CAT III.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT I
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	AQL 1.5, EN 420, EN 455, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 374-1:2016 Type C K
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Vær opmærksom på om brugerne eller patienterne reagerer allergisk på materialet, hvis dette er tilfældet så benyt vinyl eller nitril. Indeholder latexproteiner.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1000 stk	46.5 cm	25.5 cm	27 cm	5703538116872
pk	100 stk	26.2 cm	12.2 cm	9.3 cm	5703538116858
par	2 stk				
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet indeholder latex.



Handsken har en fuldt struktureret overflade.



Handsken har højt greb.



Handsken er 290 mm lang.



Standarden specificerer kravene for beskytteshandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.



EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.



Standarden specificerer kravene til beskytteshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.



Standarden specificerer kravene til beskytteshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type C er testet for en gennembrængningstid på minimum 10 minutter med kemikaliet sodium hydroxid.

