



Varenummer 3922



Classic


Lang undersøgelseshandske, ABENA Classic, L, nature, latex, pudderfri

- ✓ Tekstureret overflade
- ✓ Elastisk
- ✓ God pasform
- ✓ God gennemfølingsevne
- ✓ Lang



Produktbeskrivelse

Lang elastisk undersøgelseshandske i naturligt latexmateriale med et lavt indhold af latexproteiner. Handsken har en god pasform og giver brugeren en god gennemfølingsevne.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Lang undersøgelseshandske
Varemærke	ABENA
Vareserie	Classic
Størrelse	L
Farve	Nature
Egenskaber	Full textured, high grip, long cuff, rolled cuff
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Latex
Tekniske ingredienser	Latex, Zinc oxide, Sulfur, Titanium Dioxide, ZDBC, ZDEC, Defoamer, Wingstay, Chlorine
Længde/dybde	290 mm
Bredde	105 mm
Tykkelse	0,12 +/- 0,02 mm
Certifikater	CE. Til fødevarer. MD. CAT III.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT I
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	AQL 1.5, EN 420, EN 455, EN 374-5:2016 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type C K
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Vær opmærksom på om brugerne eller patienterne reagerer allergisk på materialet, hvis dette er tilfældet så benyt vinyl eller nitril. Indeholder latexproteiner.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	46.7 cm	25.5 cm	27.1 cm	5703538116919
pk	100 stk	26.2 cm	12.2 cm	9.6 cm	5703538116896
par	2 stk				
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et noticeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Produktet indeholder latex.



Handsken har en fuldt struktureret overflade.



Handsken har højt greb.



Handsken er 290 mm lang.



Standarden specificerer kravene for beskyttelseshandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.



EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.

EN374-5:2016



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.

374-1:2016/Type C



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type C er testet for en gennemtrængningstid på minimum 10 minutter med kemikaliet sodium hydroxid.

