



Varenummer 41007



ABRI-MAN

Herrebind, ABENA Abri-Man, Formula 2, hvid, med silikonepapir, Premium

- ✓ 100 % åndbarhed giver sund hud og optimal komfort
- ✓ Top-Dry-System sørger for tør overflade, hvilket beskytter huden
- ✓ Effektiv kerneteknologi giver hurtig absorption
- ✓ T-formen giver en bedre pasform
- ✓ Unikt barriersystem yder ekstra beskyttelse
- ✓ Odor-system sikrer mod lugtgener fra produktet
- ✓ Lavet af superblødt materiale
- ✓ Svanemærket



Produktbeskrivelse

Abri-Man Premium er vores produktserie designet specielt til at give mandlige brugere diskret sikkerhed ved let til moderate inkontinens. Det T-formede bind er designet til den mandlige anatomi og har en fremragende pasform, der tillader fri bevægelighed. Perforering i øverste lag og Top-Dry System spredde væsken hurtigt og sørger for en tør overflade. ABENA Man har unikke lommeformede opretstående barrierer i siderne, som giver ekstra beskyttelse. Odor-systemet minimerer risikoen for ubehagelige lugtgener. De dermatologisk testede produkter bærer Svanemærket.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Herrebind
Varemærke	ABENA
Vareserie	Abri-Man
Størrelse	Formula 2
Farve	Hvid
Features	Med silikonepapir
Materiale	ECF fluff, PE, åndbar bagfolie, elastan, nonwoven, PP, resin, SAP
Længde/dybde	290 mm
Bredde	230 mm
Tolerance	+/- 10%
Absorptionsevne	700 ml
Køn	Mand
Inkontinensgrad	Moderat
Kvalitetsniveau	Premium
Certifikater	Svanemærket. CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1, ISO 14001, ISO 9001
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
HMI-nr.	107743
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anatomisk formet bind til let til moderat inkontinens hos mænd. Nem og sikker fiksering i normalt tætsiddende undertøj ved hjælp af klæbestrimmel. Produktstørrelsesgenkendelse ved hjælp af farvekoder, navne og nummereringssystem på både produkt og pose.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 pk	58 cm	23.6 cm	36.2 cm	5710811038196
pk	14 stk	24 cm	8 cm	19 cm	5710811038172



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Dermatologisk testet-symbolet garanterer, at produktet er testet for potentielle hudirritationer af et uafhængigt tredjepartslaboratorium.



Unik Top-Dry system, som sikrer hurtig absorption og efterlader en tør overflade i brug – også ved gentagne vandladninger.



Produktet er produceret med unikke lækagebarrierer.



ABENAs produkter er produceret med Odor System, som sikrer mod lugtgener fra produktet.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.



Dråbesystem, som viser produktets sugeevne. Jo flere dråber jo højere sugeevne. Produkterne kan have fra 1-9 dråber.



Produktet indeholder ikke latex.

