



Produkt datablad

Abri-Fix Man, varenr. 4211, 4212, 4213, 4215



Beskrivelse:

Abri-Fix Man er specielt udviklet til Abri-Man herrebind. En elastisk fiksering truse som sørger for unik pasform og diskretion. Bukserne ligner normal undertøj. Det elastiske materiale og syningerne hjælper med til at holde bleen tæt til kroppen for dermed at højne lækagesikkerheden. Den sømløse strikning -med ingen syninger/sømme i siderne samt i linningen - forhindrer trykmærker og hudirritation.

Anvendelse:

Produktet skal bæres som et todelt sæt med absorberende inkontinens indlæg.

Materiale sammensætning:

55 % bomuld, 40 % polyester og 5% elastan.
Produktet indeholder ikke latex eller naturgummi.

Kvalitet og miljømæssige overvejelser

Buksen er CE-mærket i overensstemmelse med EU Direktivet for Medicinsk udstyr 93/42/EEC, Annex VII, klasse 1 u-steril. Ingen kemikalier er tilføjet. Produktet kan indeholde op til 1% blødgørende og antistatiske stoffer.
Produktet er i overensstemmelse med REACH.
Produktet er beklædt med Oeko-Tex Standard 100, klasse II.

Vaskeanvisning:

Kan vaskes ved 60 grader C og tørretumbling på skåneprogram. Bør vaskes i en vaskepose, som er med til at forlænge holdbarheden. Brug af blegemidler kan forringe produktets holdbarhed. Tåler vask 80 gange.



Lagerholdbarhed:

Holdbarhed: 5 år



Produkt datablad

Varenr.	Produkt	Størrelse	Hoftevidde	Pakning pakke/karton
4211	Abri-Fix Man	Small	75-85 cm	1 / 10
4212	Abri-Fix Man	Medium	75-95 cm	1 / 30
4213	Abri-Fix Man	medium	95-110 cm	1 / 30
4215	Abri-Fix Man	large	110-120 cm	1 / 30