



Varenummer 4385



Classic

Undersøgelseshandske, ABENA Classic, M, nature, latex, let pudret

- ✓ Glat overflade
- ✓ Elastisk
- ✓ God pasform
- ✓ God gennemfølgsevne



Produktbeskrivelse

Elastisk undersøgelseshandske i naturligt latexmateriale med lav latex protein. Handsken har en god pasform og giver brugeren en god gennemfølgsevne.



MEDIUM GRIP

EN374-5:2016



374-1:2016/Type B



EN EN AQL
 420 455 1.5

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelseshandske
Varemærke	ABENA
Vareserie	Classic
Størrelse	M
Egenskaber	Medium grip, rolled cuff, smooth
Features	Let pudret
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Latex
Tekniske ingredienser	Latex, ZDBC, ZDEC, Zinc oxide, Wingstay, Sulfur, Titanium Dioxide, Calcium Nitrate, ELP, Polymeric Hindered Phenol, Cornstarch
Længde/dybde	240 mm
Bredde	95 mm
Tykkelse	0,11 +/- 0,02 mm
Inkluderet tilbehør	Latex;length240mm;glovemediumgrip;glovesmooth
Certifikater	CE, Til fødevarer, CAT III, MD
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 455, EN 420, EN ISO 374-1:2016 Type B KST, EN 374-5:2016 VIRUS, AQL 1.5
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745, (EU) 2016/425, (EF) nr. 1935/2004, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) Nr. 2023/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Vær opmærksom på om brugerne eller patienterne reagerer allergisk på materialet, hvis dette er tilfældet så benyt vinyl eller nitril. Indeholder latexproteiner.
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	36.5 cm	25 cm	23 cm	5703538935558
pk	100 stk	21.5 cm	12 cm	7 cm	5703538935534
par	2 stk	0 cm	0 cm	0 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et noticeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Produktet indeholder latex.



Handskene har en glat overflade.



Handskene er 240 mm lange.



Handskene har medium greb.

EN374-5:2016



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.

374-1:2016/Type B



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennembrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, saltsyre 40% og formaldehyd 37%.

EN 420

Standarden specificerer kravene for beskyttelsehandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.

EN 455

EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.

