



Produktdatablad

Undersøgelseshandske, Abena Classic, S, natur, latex, pudderfri

Varenummer: 438799



Varedeklaration

Forpakning: 100 Stk pr. Pakke, 10 Pakke pr. Kolli, 45 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Undersøgelseshandske. Varemærke: ABENA. Vareserie: Classic. Holdbarhed: 5 år. Farve: nature. Materiale: latex. Ingrediensliste: Natural Rubber Latex, Sulphur, Zinc Oxide, Dithiocarbamate, Calcium carbonate, Titanium Dioxide, Potassium Hydroxide, Polymeric Sterically Hindered Phenol. Egenskaber: finger textured, medium grip, rullet manchet. Features: pudderfri. Engangs/flergangs: engangs. Vægt, netto: 4,5 g. Størrelse: S. Længde/dybde: 240 mm. Bredde: 85 mm. Tykkelse: min. 0,08 mm. Certifikater: CE, Til fødevarer, CAT III, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. Produkt- eller teststandarder: AQL 1.5, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. CE-kategori (personligt værnemiddel): CAT III. Direktiver, lovgivning og regler: (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Elastisk undersøgelseshandske i naturligt latexmateriale med lav latex protein. Handsken har en god pasform og giver brugeren en god gennemfølingsevne. Brugsanvisning: Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Vær opmærksom på om brugerne eller patienterne reagerer allergisk på materialet, hvis dette er tilfældet så benyt vinyl eller nitril. Indeholder latexproteiner. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.