



Produktdatablad

Undersøgelseshandske, Abena Classic, L, natur, latex, pudderfri

Varenummer: 438999



Varedeklaration

Forpakning: 100 Stk pr. Pakke, 10 Pakke pr. Kolli, 45 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Undersøgelseshandske. Varemærke: ABENA. Vareserie: Classic. Holdbarhed: 5 år. Materiale: latex. Ingrediensliste: Natural Rubber Latex, Sulphur, Zinc Oxide, Dithiocarbamate, Calcium carbonate, Titanium Dioxide, Potassium Hydroxide, Polymeric Sterically Hindered Phenol. Egenskaber: finger textured, medium grip, rullet manchete. Features: pudderfri. Engangs/flergangs: engangs. Vægt, netto: 5,5 g. Størrelse: L. Længde/dybde: 240 mm. Bredde: 105 mm. Tykkelse: min. 0,08 mm. Certifikater: MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. Produkt- eller teststandarder: EN 374-5:2016 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type B KST, AQL 1.5, EN 420, EN 455, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 21420:2020. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. CE-kategori (personligt værnemiddel): CAT III. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Elastisk undersøgelseshandske i naturligt latexmateriale med lav latex protein. Handsken har en god pasform og giver brugeren en god gennemfølelse. Brugsanvisning: Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Vær opmærksom på om brugerne eller patienterne reagerer allergisk på materialet, hvis dette er tilfældet så benyt vinyl eller nitril. Indeholder latexproteiner. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.