



Varenummer 4424

ABENA® Classic


## Undersøgelsehandske, ABENA Classic, S, klar, vinyl, pudderfri

- ✓ Glat overflade
- ✓ Ingen latexproteiner eller Acceleratorer



### Produktbeskrivelse

Undersøgelsehandske med glat overflade og indeholder ingen latexproteiner eller acceleratorer. Egnede til håndtering af ikke fede fødevarer og korte rengøringsopgaver uden stærkt kemi.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelsehandske
Varemærke	ABENA
Vareserie	Classic
Størrelse	S
Farve	Klar
Egenskaber	Latexfri, low grip, rullet manchet, smooth
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Vinyl
Ingrediensliste	PVC, DINP, Viscosity reducer JNJ, PU-coating, Ca-Zn Stabilizer
Længde/dybde	240 mm
Bredde	85 mm
Tykkelse	Min. 0,07 mm
Certifikater	CE. Til fødevarer. CAT III. MD.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	AQL 1.5, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455, EN ISO 21420:2020
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå kontakt med fede madvarer, da blødgørerne i handsken kan migrere over i maden ved længere tids kontakt. Indeholder PVC og blødgørere.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

## Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	32.4 cm	25 cm	25 cm	5703538937637
pk	100 stk	24 cm	12 cm	6 cm	5703538937613
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet indeholder ikke latex.



Handskenen har en glat overflade.



Handskenen er 240 mm lang.



Handskenen har lavt greb.



374-1:2016/  
Type B  
KPT  
Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.



EN ISO 374-5:  
2016  
VIRUS  
Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.



EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.



EN ISO 21420  
Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelseshandsker.

