



Produktdatablad

Lejepapir, Abena Abri-Clinic, 2-lags, 50m x 50cm, Ø13cm, hvid, perforeret for hver 36 cm

Varenummer : 4605
Version : 01
Varegruppe : Lejepapir uden PE
Forpakninger : 139 ark = 1 rulle
9 ruller = 1 kolli
18 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Lejepapir
Varemærke: Abena
Vareserie: Abri-Clinic
Farve: hvid
Materiale: nyfiber
Perforering: perforeret for hver 36 cm
Engangs/flergangs: engangs
Antal lag: 2-lags
Længde/dybde: 50 m
Bredde: 50 cm
Diameter: 13 cm
Hylsediameter: 4,2 cm
Certifikater: EU-Blomsten

Produktbeskrivelse: Abri-Clinic lejepapir anvendes til beskyttelse af for eksempel brikke og undersøgelsesborde. Lejepapiret er lavet i absorberende materiale og er let at rulle ud. Perforeringen gør afrivning af ark hurtig og nem. Brugen af engangspapir mindsker risikoen for kontaminering og øger hygieinen. Produktet har miljømærket Blomsten. Kan benyttes med eller uden dispenser.

Brugsanvisning: Sørg for at papiret er helt glattet ud inden brug.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 2570, 257501