



Produktdatablad

Lejepapir, Abena Abri-Clinic, 2-ply, 50m x 50cm, Ø13cm, hvid, nyfiber, 132 ark, perforeret

Varenummer : 4605
Varegruppe :
Forpakninger : 132 ark = 1 rulle
9 ruller = 1 kolli
18 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse:	Lejepapir
Varemærke:	Abena
Vareserie:	Abri-Clinic
Farve:	hvid
Materiale:	tissue
Tekniske ingredienser:	tissue 2 x 17g/m ²
Features:	nyfiber, 132 ark
Engangs/flergangs:	engangs
Perforering:	perforeret
Antal lag:	2-ply
Længde/dybde:	50 m
Bredde:	50 cm
Diameter:	13 cm
Hylsediameter:	3,9 cm
Certificeringer:	EU-Blomsten
Produktbeskrivelse:	Abri-Clinic lejepapir anvendes til beskyttelse af for eksempel brikse og undersøgelsesborde. Lejepapiret er lavet i absorberende materiale og er let at rulle ud. Perforeringen gør afrivning af ark hurtig og nem. Brugen af engangspapir mindsker risikoen for kontaminering og øger hygieinen. Produktet har miljømærket Blomsten. Kan benyttes med eller uden dispenser.
Vejledning i brug/anvendelse:	Sørg for at papiret er helt glattet ud inden brug.
Opbevaringsinstruktioner:	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:	Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 2570, 257501