



Produktdatablad

Lejepapirrulle, 2-lags, perforeret, 50 cmx 50 meter, hvid, nyfiberpapir, EU-blomsten

Varenummer: 4605



Varedeklaration

Forpakning: 139 Ark pr. Rulle, 9 Rulle pr. Kolli, 18 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Lejepapir

Varemærke: ABENA

Vareserie: Abri-Clinic

Produktbeskrivelse: Abri-Clinic lejepapir anvendes til beskyttelse af for eksempel brikse og undersøgelsesborde. Lejepapiret er lavet i absorberende materiale og er let at rulle ud. Perforeringen gør afrivning af ark hurtig og nem. Brugen af engangspapir mindsker risikoen for kontaminering og øger hygieinen. Produktet har miljømærket Blomsten. Kan benyttes med eller uden dispenser.

Brugsanvisning: Sørg for at papiret er helt glattet ud inden brug.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Farve: hvid

Materiale: nyfiber

Ingredienser/sammensætning: 100 % nyfiber

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features:

Engangs/flergangs: engangs

Længde/dybde: 50m

Bredde: 50cm

Diameter: 13cm

Antal lag: 2-lags

Hylsediameter: 4,2 cm

Certifikater: EU-Blomsten, FSC Mix, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) Tilhørende varer: 2570, 257501