



Varenummer 4614



ABRI-CLINIC

Lejepapir, ABENA Abri-Clinic, 1-lags, 65m x 50cm, Ø9,5cm, lyseblå, PE/nyfiber, med PE-belægning, 171 ark, perforeret

- ✓ Absorberende overflade
- ✓ Væsketæt bagside
- ✓ Perforerede ark
- ✓ Tilgængelig i forskellige størrelser

Produktbeskrivelse

ABENAs Abri-Clinic lejepapir anvendes til beskyttelse af blandt andet brikse og undersøgelsesborde. Lejepapiret har en absorberende overflade samt en væsketæt bagside, som sikrer, at væske af forskellig art ikke trænger igennem. Perforeringen gør afrivning af ark hurtig og nem. Brugen af engangspapir mindsker risikoen for kontaminering og forbedrer hygiejnen. Abri-Clinic findes i forskellige bredder. Kan benyttes med eller uden dispenser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Lejepapir
Varemærke	ABENA
Vareserie	Abri-Clinic
Sekundær farve	Lyseblå
Features	Med PE-belægning, 171 ark
Engangs/flergangs	Engangs
Perforering	Perforeret
Materiale	PE, nyfiber
Ingredienser/sammensætning	100 % nyfiber
Længde/dybde	65 m
Bredde	50 cm
Diameter	9.5 cm
Antal lag	1-lags
Hylsediameter	4 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Lejepapiret placeres på briksen med den blå side ned af. Sørg for at papiret er helt glattet ud inden brug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 rl	31 cm	22 cm	52.5 cm	5703538424991
rl	171 ark				



Produktet er kun til engangsbrug.