



Produktdatablad

Lejepapir m/PE-bagside, lyseblå, 1-lags papir, 50 cmx 65 meter, nyfiberpapir

Varenummer: 4614



Varedeklaration

Forpakning: 171 Ark pr. Rulle, 6 Rulle pr. Kolli, 36 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Lejepapir. Varemærke: ABENA. Vareserie: Abri-Clinic. Holdbarhed: 5 år. Sekundær farve: lyseblå. Materiale: PE, nyfiber. Ingredienser/sammensætning: 100 % nyfiber. Perforering: perforeret. Antal lag: 1-lags. Features: med PE-belægning, 171 ark. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 65 m. Bredde: 50 cm. Diameter: 9,5 cm. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Hylsediameter: 4 cm. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: ABENAs Abri-Clinic lejepapir anvendes til beskyttelse af blandt andet brikse og undersøgelsesborde. Lejepapiret har en absorberende overflade samt en væsketæt bagside, som sikrer, at væske af forskellig art ikke trænger igennem. Perforeringen gør afrivning af ark hurtig og nem. Brugen af engangspapir mindsker risikoen for kontaminering og forbedrer hygiejnen. Abri-Clinic findes i forskellige bredder. Kan benyttes med eller uden dispenser. Brugsanvisning: Lejepapiret placeres på briksen med den blå side ned af. Sørg for at papiret er helt glattet ud inden brug. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Tilhørende varer: 2575