



Produktdatablad

Lejepapir m/PE-bagside, lyseblå, 1-lags papir, 60 cmx 65 meter, nyfiberpapir

Varenummer: 4615



Varedeklaration

Forpakning: 171 Ark pr. Rulle, 6 Rulle pr. Kolli, 36 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Lejepapir

Varemærke: ABENA

Vareserie: Abri-Clinic

Holdbarhed: 5 år

Produktbeskrivelse: Abri-Clinic lejepapir anvendes til beskyttelse af for eksempel brikse og undersøgelsesborde. Lejepapiret har en absorberende overflade, samt en væsketæt bagside, som sikrer, at ingen væske trænger igennem. Perforeringen gør afrivning af ark hurtig og nem. Brugen af engangspapir mindsker risikoen for kontaminering og øger hygien. Abri-Clinic findes i forskellige bredder. Kan benyttes med eller uden dispenser.

Brugsanvisning: Lejepapiret placeres på briksen med den blå side ned af. Sørg for at papiret er helt glattet ud inden brug.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Farve: blå

Sekundær farve: lyseblå

Materiale: PE, tissue

Ingredienser/sammensætning: 100 % nyfiber

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: med PE-belægning, 171 ark

Engangs/flergangs: engangs

Længde/dybde: 65m

Bredde: 60cm

Antal lag: 1-lags

Hylsediameter: 4 cm Tilhørende varer: 2575, 257501