



Varenummer 4651

LIA

Demineraliseret vand, Liva, 5 l

- ✓ Dampstrygejern
- ✓ Akkumulatorer
- ✓ Autoklaver
- ✓ Planter

Produktbeskrivelse

Demineraliseret vand til f.eks. dampstrygejern, akkumulatorer, autoklaver, planter m.v.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Demineraliseret vand
Varemærke	Liva
pH-værdi (konc.)	7
Rumindhold, netto	5 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	Anvendes ufortyndet.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Demineraliseret vand er ikke sterilt.

Brugsanvisning

Afhængigt af formålet anvendes demineraliseret vand manuelt eller tilsluttes relevant udstyr.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2 stk	25.7 cm	20 cm	30 cm	5703538269455
stk	5000 ml				5701305001192

