



Varenummer 4673

**Slangeophæng, Nito, 52x28,5x17,5cm,
rustfrit stål, til 20 meter 1/2 tommer
slange**

Produktbeskrivelse

Flot designet rustfrit ophæng til 20 meter 1/2 tommer slange. Plugs og skruer medfølger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Slangeophæng
Varemærke	Nito
Features	Til 20 meter 1/2 tommer slange
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	52 cm
Bredde	28.5 cm
Højde	17.5 cm
Vægt, netto	2.01 kg
Vægt, brutto	2.01 kg

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	46.5 cm	27 cm	12.5 cm	5705020093456
stk	1 stk				5703538413254