

ABENA®

## Produktdatablad

### Vaskemiddel, Neutral Color, 700 ml, flydende, 14 vaske

Varenummer : 4848  
Version : 04  
Varegruppe :  
Forpakninger : 10 stk = 1 kolli  
48 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

**Produktbetegnelse:** Vaskemiddel  
**Varemærke:** Neutral  
**Vareserie:** Color  
**Features:** flydende, 14 vaske  
**pH-værdi (konc.):** pH 8,8  
**Volumen, netto:** 700 ml  
**Certificeringer:** Svanemærket

**Produktbeskrivelse:** Flydende vaskemiddel til kulørt tøj. Velegnet til vasketemperaturer på 30-60°C. Indeholder ikke optisk hvidt, parfume eller farvestoffer, hvilket reducerer risikoen for allergiproblemer. Herudover indeholder produktet ingen blegemidler og er derfor skånsomt mod tøjets fibre og farver. Indeholder enzymer.

**Vejledning i brug/ anvendelse:**