



Varenummer 490251



## Handskestativ, ABENA Flexi rack, 10cm x 260x197mm, sølv, rustfrit stål, til 1 æske

- ✓ Fleksibelt stativ med justerbare arme
- ✓ Væghængt stativ, så alt er inden for rækkevidde og der spares på gulvplads

### Produktbeskrivelse

Fleksibelt stativ til dispensere med justerbare arme. Stativet er væghængt, så du sparer plads og kan placere dispenserne i den optimale højde. Stativet passer til mange forskellige æsker og dispensere, herunder blandt andet handskeæsker, ansigtsservietter, papirtørklæder og forklæder i dispensere.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Varemærke	ABENA
Vareserie	Flexi rack
Farve	Sølv
Features	Til 1 æske
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	10 cm
Bredde	260 mm
Højde	197 mm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	Kan autoklaveres.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	29.7 cm	35 cm	20.5 cm	5703538271076
stk	1 stk				5703538271069