



Varenummer 490252



## Handskestativ, ABENA Flexi rack, 12,5cm x 260x414mm, sølv, rustfrit stål, til 2 æsker, justerbar

- ✓ Fleksibelt stativ med justerbare arme
- ✓ Væghængt stativ, så alt er inden for rækkevidde og der spares på gulvplads

### Produktbeskrivelse

Fleksibelt stativ til dispensere med justerbare arme. Stativet er væghængt, så du sparer plads og kan placere dispenserne i den optimale højde. Stativet passer til mange forskellige æsker og dispensere, herunder blandt andet handskeæsker, ansigtsservietter, papirtørklæder og forklæder i dispensere.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Varemærke	ABENA
Vareserie	Flexi rack
Farve	Sølv
Features	Til 2 æsker, justerbar
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	12.5 cm
Bredde	260 mm
Højde	414 mm
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	Kan autoklaveres.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	52 cm	36 cm	19 cm	5703538271106
stk	1 stk				5703538271090

